


Anticorpo Policlonal Anti-Rab11A Para Wb, If/Icc, Elisa - P62491

Número do item: CM0015817



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para RAB11A humano, validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com rato. Ideal para estudar a reciclagem endocítica e o tráfego de membranas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RAB11A Rabbit pAb
Observações/Apelido	YL8; RAB11A
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	8766
ID do gene	8766
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 do RAB11A humano (NP_004654.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, rato
SWISS	P62491
Peso da proteína	24 kDa
Envio	Embalagem de gelo