


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rab11A Para Wb, If/Icc, Elisa - P62491

Número do item: CM0008703



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra RAB11A humano (P62491), adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a reciclagem endocítica e o tráfego de membranas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB11A Rabbit mAb
Observações/Apelido	YL8; RAB11A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8766
ID do Gene	8766
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62491
Peso Proteico	24kDa
Envio	Saco de gelo