


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rab11A/B Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P62491 / Q15907

Número do item: CM0002335



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho contra RAB11A/B é validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reconhece RAB11A e RAB11B humanas, de camundongo e de rato, reguladores-chave da reciclagem endocítica e do tráfego de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB11A/B Rabbit mAb
Observações/Apelido	YL8; H-YPT3; NDAGSCW; RAB11A/B
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	8766/9230
GeneID	8766/9230
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do RAB11A/B humano (NP_004654.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62491/Q15907
Peso da Proteína	24KDa
Envio	Saco com gelo