


Anticorpo Policlonal Anti-Rab11B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15907

Número do item: CM0013127



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra RAB11B humano (UniProt Q15907). Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas de reciclagem endocítica e tráfego de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB11B pAb de Coelho
Observações/Apelido	H-YPT3; NDAGSCW; RAB11B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9230
GeneID	9230
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do RAB11B humano (NP_004209.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15907
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco com gelo