


Anticorpo Policlonal Anti-Rab11Fip1 Para Wb, Elisa - Q6Wkz4

Número do item: CM0027453



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o RAB11FIP1 humano, validado para WB e ELISA. Ideal para estudar a reciclagem endossomal, fagocitose e tráfego de vesículas em aplicações de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB11FIP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RCP; NOEL1A; rab11-FIP1; RAB11FIP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	80223
ID do Gene	80223
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 330-540 do RAB11FIP1 humano (NP_079427.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6WKZ4
Peso da Proteína	137kDa
Envio	Saco de gelo