

## Anticorpo Policlonal Anti-Rab11Fip5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bxf616

Número do item: CM0021045

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho RAB11FIP5 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Imunógeno recombinante (aa 354-653). Ideal para estudar o tráfego de endossomas de reciclagem apical, secreção de insulina e transporte de V-ATPase.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | RAB11FIP5 pAb Coelho                                                                                                           |
| Observações/Apelido | GAF1; pp75; RIP11; gaf-1; rab11-FIP5; RAB11FIP5                                                                                |
| Espécie             | Humano                                                                                                                         |
| ID do Gene          | 26056                                                                                                                          |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 354-653 do RAB11FIP5 humano (NP_056285.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                         |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                       |
| SWISS               | Q9BXF6                                                                                                                         |
| Peso da Proteína    | 70kDa                                                                                                                          |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                   |