

Anticorpo Monoclonal Anti-Rab12 Para Ip E Elisa - Q6Iq22

Número do item: CM0008184



introdução

Anticorpo monoclonal anti-Rab12 de alta qualidade para aplicações de imunoprecipitação (IP) e ELISA. Validado para amostras humanas, direciona-se à pequena GTPase Rab-12 envolvida no tráfego endossomal e autofagia. Ideal para uso em IVD e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Rab12 [MJFF-A-3F6]
Observações/Apelido	RAB12
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	201475
ID do Gene	201475
Imunogênio	Proteína recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-244 da proteína Rab12 humana (Q6IQ22).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6IQ22
Peso Proteico	27kDa
Envio	Saco de gelo