

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rab12 [Validado Por Ko] Para Wb E Elisa - Q6Iq22

Número do item: CM0004941



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Rab12 validado por KO (clone MJFF-A-6E6) para Western blot e ELISA. Detecta Rab12 humano e murino, uma pequena GTPase que regula o tráfego endossômico e a autofagia. Ideal para estudos de tráfego de membranas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-Rab12 de Coelho [Validado por KO] [MJFF-A-6E6]
Observações/Alias	RAB12
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	201475
Imunógeno	Proteína recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-244 da proteína Rab12 humana (Q6IQ22).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q6IQ22
Peso da Proteína	27kDa
Transporte	Saco de gelo