

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rab13 Para Wb, If/Icc, Elisa - P51153

Número do item: CM0014718

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RAB13 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudar a formação de junções estreitas, a reciclagem endocítica e a translocação de GLUT4.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-RAB13
Observações/Alias	GIG4; RAB13
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5872
GeneID	5872
Imunogénio	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P51153
Peso da proteína	23 kDa
Envio	Bolsa de gelo