

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Rab17 Para Wb, Elisa - Q9H0T7

Número do item: CM0026393

introdução

Anticorpo policlônico de coelho de alta qualidade contra RAB17 humano, adequado para aplicações de WB e ELISA. Detecta RAB17 em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos de transcitose e tráfego de membranas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB17 Coelho pAb
Observações/Apelido	RAB17
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64284
GeneID	64284
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-212 da RAB17 humana (NP_071894.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H0T7
Peso Proteico	23kDa
Transporte	Saco de gelo