

Anticorpo Policlonal Anti-Rab18 Para Wb E Elisa - Q9Np72

Número do item: CM0030445



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RAB18 humano, validado para WB e ELISA. Detecta RAB18 endógeno em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudar o tráfego de membrana intracelular, contatos entre retículo endoplasmático e gotículas lipídicas, e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB18 Rabbit pAb
Observações/Apelido	WARBM3; RAB18LI1; RAB18
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	22931
ID do Gene	22931
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-206 do RAB18 humano (NP_067075.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NP72
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco com gelo