

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rab1A Para Wb, If/Icc, Elisa - P62820

Número do item: CM0013224



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra RAB1A humano (NP_004152.1). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de tráfego do RE ao Golgi e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho anti-RAB1A
Observações/Apelido	RAB1; YPT1; RAB1A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5861
ID do Gene	5861
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 1-100 de RAB1A humano (NP_004152.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P62820
Peso da Proteína	23 kDa
Transporte	Bolsa de gelo