


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rab1B Para Wb, Elisa - Q9H0U4

Número do item: CM0027961



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra RAB1B humano (NP_112243.1), validado para Western blot e ELISA. Adequado para detectar RAB1B em amostras humanas e de camundongo, com peso molecular de 22 kDa. Ideal para estudos de tráfego de membranas intracelular e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] RAB1B Coelho pAb
Observações/Apelido	RAB1B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	81876
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 7-201 de RAB1B humano (NP_112243.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9H0U4
Peso Molecular da Proteína	22kDa
Transporte	Saco de gelo