


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rab1B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0U4

Número do item: CM0022199



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RAB1B humano (proteína relacionada com Ras Rab-1B). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Adequado para estudar o tráfego ER-Golgi, autofagia e sinalização de GTPase.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	RAB1B pAb de Coelho
Observações/Apelido	RAB1B; proteína relacionada com Ras Rab-1B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	81876
GeneID	81876
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 7-201 de RAB1B humano (NP_112243.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H0U4
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo