

Anticorpo Policlonal Anti-Rab20 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nx57

Número do item: CM0019379

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao RAB20 humano. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Suporta pesquisas em tráfego de membrana, maturação de fagossomos e biologia do câncer de pâncreas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB20 Coelho pAb
Observações/Apelido	RAB20
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55647
ID do Gene	55647
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-190 do RAB20 humano (NP_060287.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9NX57
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo