

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rab21 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9UI25

Número do item: CM0015262



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RAB21 humano (proteína Rab-21 relacionada a Ras), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta RAB21 endógeno em amostras humanas, de camundongo e de rato a aproximadamente 24 kDa. Ideal para estudos sobre tráfego de membrana, reciclagem de integrinas e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-RAB21
Observações/alias	RAB21
Espécie	Humana
GeneID (humano)	23011
GeneID	23011
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9UL25
Peso da proteína	24 kDa
Envio	Bolsa de gelo