

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rab22A Para Wb, Ip, Elisa - Q9UI26

Número do item: CM0006818

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-RAB22A validado para WB, IP, ELISA em Humanos, Camundongos e Ratos. Imunógeno recombinante (aa 1-100). Tem como alvo a proteína Rab-22A relacionada a ras, uma GTPase chave do tráfego endocítico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB22A mAb de coelho
Observações/Apelido	RAB22A; proteína Rab-22A relacionada a ras
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57403
GeneID	57403
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da RAB22A humana (NP_065724.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UL26
Peso da Proteína	22 kDa
Transporte	Bolsa de gelo