


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Rab23 Para Wb, Elisa - Q9ULc3

Número do item: CM0027637



introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra RAB23 humano para Western blot e ELISA. Validado para humano, camundongo e rato. Tem como alvo uma proteína de 27kDa envolvida no tráfego ciliar e na via de sinalização hedgehog.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB23 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HSPC137; RAB23
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51715
GeneID	51715
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9ULC3
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Bolsa de gelo