

Anticorpo Policlonais Anti-Rab24 Para Wb, Ip, Elisa - Q969Q5

Número do item: CM0026655

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RAB24 validado para WB, IP, ELISA em humano, camundongo e rato. Tem como alvo a proteína relacionada a Ras Rab-24 (UniProt Q969Q5), envolvida na autofagia e no tráfego de membranas intracelulares. Ideal para pesquisa em DxV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB24 pAb de coelho
Observações/Alias	RAB24
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	53917
GeneID	53917
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-203 do RAB24 humano (NP_001026847.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q969Q5
Peso Molecular da Proteína	23kDa
Envio	Bolsa de gelo