


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rab26 Para Wb, Elisa - Q9ULW5

Número do item: CM0024448



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra RAB26 humano, validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo um regulador chave do tráfego vesicular, ideal para pesquisas em neurociência e biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB26 Rabbit pAb
Observações/Apelido	V46133; RAB26
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25837
GeneID	25837
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-60 do RAB26 humano (NP_055168.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9ULW5
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo