

Anticorpo Policlonal Anti-Rab27A (Validado Por Kd) Para Wb, If/Icc, Elisa - P51159

Número do item: CM0020176



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o RAB27A (Validado por KD) para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta RAB27A humano e de camundongo. Ideal para estudar o tráfego intracelular, exocitose e função de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] RAB27A pAb de Coelho
Observações/Apelido	GS2; RAM; RAB27; HsT18676; [Validado por KD] RAB27A
Espécie	Humano
GeneID	5873
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-221 do RAB27A humano (NP_899057.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P51159
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco de gelo