

Anticorpo Policlonal Anti-Rab27B Para Wb, Elisa - 000194

Número do item: CM0014910



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o RAB27B humano, adequado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Investigue o tráfego de membrana dependente de GTPase, a dinâmica endossômica e o transporte axonal. - 000194

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB27B pAb de Coelho
Observações/Apelido	C25KG; RAB27B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5874
GeneID	5874
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-218 do RAB27B humano (NP_004154.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O00194
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco com gelo