

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rab27B Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O00194

Número do item: CM0012471



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra RAB27B humano, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação da via endocítica tardia e tráfego intracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-RAB27B de coelho
Observações/Alias	C25KG
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5874
GeneID	5874
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-218 da RAB27B humana (NP_004154.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00194
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo