

Anticorpo Policlonal Anti-Rab2A Para Wb, Elisa - P61019

Número do item: CM0020419



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a RAB2A humana (proteína Rab-2A relacionada a Ras). Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Regula o transporte ER-Golgi e a autofagia. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB2A pAb de coelho
Observações/Apelidos	LHX; RAB2; RAB2A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5862
ID do Gene	5862
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-212 da RAB2A humana (NP_002856.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61019
Peso Proteico	24kDa
Transporte	Saco de gelo