


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rab2A Para Wb E Elisa - P61019

Número do item: CM0016208



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o RAB2A humano para Western blot e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre autofagia e tráfego intracelular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | RAB2A pAb de Coelho                                                                                                      |
| Observações/Apelido | LHX, RAB2, RAB2A                                                                                                         |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 5862                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-212 do RAB2A humano (NP_002856.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS               | P61019                                                                                                                   |
| Peso da Proteína    | 24kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                             |