

Anticorpo Policlonal Anti-Rab31 Para Wb, Elisa - Q13636

Número do item: CM0030431



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o RAB31 humano (Rab22B) para western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Validado com imunógeno recombinante. Explore o papel desta Rab GTPase na função do Golgi e endocitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB31 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Rab22B; RAB31
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11031
ID do Gene	11031
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-195 do RAB31 humano (NP_006859.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13636
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo