

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rab31 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13636

Número do item: CM0026549



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho RAB31 validado para WB, IF/ICC, ELISA em Humano, Rato, Rato. Explore o papel da GTPase RAB31 na função do Golgi, endocitose e maturação do fagossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB31 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	Rab22B; RAB31
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11031
GeneID	11031
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-195 da RAB31 humana (NP_006859.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q13636
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de gelo