

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Rab33A (Rabs10) Para Wb E Elisa - Q14088

Número do item: CM0020771

introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra RAB33A humana, validado para Western blot e ELISA com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para estudos de formação de autofagossomos e tráfego de membranas em células linfoides.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB33A Rabbit pAb
Observações/Alias	RabS10; RAB33A
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	9363
GeneID	9363
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 118-237 da RAB33A humana (NP_004785.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q14088
Peso Proteico	27kDa
Envio	Bolsa de gelo