


Anticorpo Policlonal Anti-Rab38 Para Wb, Elisa - P57729

Número do item: CM0022288



introdução

Anticorpo policlonal produzido contra RAB38 humano (NY-MEL-1) para Western Blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato; detecta uma banda de 24 kDa. Útil em estudos de biogênese de melanossomos e tráfego intracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-RAB38
Observações/Apelido	rrGTPbp; NY-MEL-1; RAB38
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23682
GeneID	23682
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P57729
Peso da proteína	24 kDa
Transporte	Bolsa de gelo