

Anticorpo Policlon Anti-Rab3Gap1 Para Wb, Elisa - Q15042

Número do item: CM0018854



introdução

Anticorpo policlon de coelho RAB3GAP1 validado para WB e ELISA em humano, camundongo e rato. Subunidade catalítica do complexo Rab3GAP com papéis no neurodesenvolvimento e no tráfego intracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB3GAP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	P130; MARTS2; WARBM1; RAB3GAP; RAB3GAP130; RAB3GAP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22930
GeneID	22930
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 500-780 da RAB3GAP1 humana (NP_001165906.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15042
Peso Proteico	111kDa
Envio	Bolsa de gelo