

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rab3Gap2 Para Wb E Elisa - Q9H2M9

Número do item: CM0022007



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que tem como alvo RAB3GAP2 (p150), recomendado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e rato. Ideal para estudos sobre regulação de Rab GTPase, tráfego de vesículas e processos de neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB3GAP2 Rabbit pAb
Observações/Alias	p150; SPG69; MARTS1; WARBM2; RAB3GAP150; RAB3-GAP150; RAB3GAP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	25782
ID do Gene	25782
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9H2M9
Peso da Proteína	156kDa
Envio	Bolsa de gelo