


Anticorpo Policlonal Anti-Rab3Ip Para Wb, Elisa - Q96Qf0

Número do item: CM0030381



introdução

pAb de coelho RAB3IP validado para Western blot e ELISA em humanos, camundongos e ratos. O alvo RAB3IP é um GEF para RAB8A/B, envolvido no tráfego de vesículas e na ciliogênese. Ideal para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho RAB3IP
Observações/Apelido	RABIN3; RABIN8; RAB3IP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	117177
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do RAB3IP humano (NP_071901.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96QF0
Peso Proteico	53kDa
Envio	Saco de gelo