


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Rab45 Para Wb E Elisa - Q8Iz41

Número do item: CM0006777



introdução

O anticorpo monoclonal de coelho RAB45 da CamelBio (clone RAB45, imunogénio: aa 1-120 do terminal N) é validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano e rato. Ideal para estudar transporte mediado por dineína, tráfego endossomal e pesquisa em melanoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho RAB45 (mAb)
Observações/Alias	TSG; RAB45
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	158158
ID do Gene	158158
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 do RAB45 humano (NP_689786.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q8IZ41
Peso Proteico	83kDa
Envio	Em saco de gelo