

Anticorpo Monoclonal Anti-Rab5A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20339

Número do item: CM0007442



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado a RAB5A humana, um regulador chave do tráfego endossomal. Validado para WB, IHC-P e ELISA; tem reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de tráfego endocítico e fusão de membranas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB5A Rabbit mAb
Observações/Apelido	RAB5A; RAB5; proteína relacionada a ras Rab-5A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5868
ID do Gene	5868
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 115-215 da RAB5A humana (NP_004153.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20339
Peso da Proteína	22kDa/23kDa
Transporte	Bolsa de gelo