

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rab5B Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P61020

Número do item: CM0026021



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-RAB5B validado para Western blot, IF/ICC, IF-P e ELISA em humano, camundongo e rato. Atua contra a proteína Rab-5B relacionada a Ras, um regulador chave do tráfego endocítico precoce para pesquisa em dinâmica de membranas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB5B Coelho pAb
Observações/Alias	RAB5B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5869
GeneID	5869
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do RAB5B humano (NP_002859.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61020
Peso da Proteína	24kDa
Transporte	Bolsa de gelo