

Anticorpo Policlonal Anti-Rab5C Para Wb, Elisa - P51148

Número do item: CM0022904



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RAB5C humano (SWISS P51148) para aplicações em WB e ELISA. Imunogénio: proteína de fusão recombinante correspondente aos aminoácidos 1-216. Reage cruzadamente com humano; peso proteico 23kDa. Ideal para pesquisa de tráfego endocítico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB5C Coelho pAb
Observações/Apelido	RABL; L1880; RAB5L; RAB5CL; RAB5C
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5878
ID do Gene	5878
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-216 do RAB5C humano (NP_958842.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano
SWISS	P51148
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo