

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rab5C / Rabl Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P51148

Número do item: CM0003225



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao RAB5C/RABL humano, adequado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Peso molecular: 23kDa. Ideal para estudar o tráfego endocítico inicial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho RAB5C / RABL
Observações/Apêndice	RABL; L1880; RAB5L; RAB5CL; RAB5C / RABL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5878
GeneID	5878
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-216 do RAB5C / RABL humano (P51148)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P51148
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de Gelo