

Anticorpo Monoclonal Anti-Rab7 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P51149

Número do item: CM0005828



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo direcionado ao RAB7 humano, adequado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Essencial para estudar o tráfego endo-lisossomal e doenças relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Camundongo RAB7
Observações/Apelido	RAB7; CMT2B; PRO2706
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7879
ID do Gene	7879
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 108-207 do RAB7 humano (NP_004628.4).
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51149
Peso Proteico	23 kDa
Transporte	Saco de gelo