

Anticorpo Policlonais Anti-Rab7 Para Wb, Ip, Elisa - P51149

Número do item: CM0013815



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra RAB7 (proteína Rab-7a relacionada a Ras) validado para WB, IP, ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de tráfego endossomal, autofagia e transporte vesicular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB7 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RAB7; CMT2B; PRO2706
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7879
GeneID	7879
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-207 do RAB7 humano (NP_004628.4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51149
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco de gelo