

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rab7 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P51149

Número do item: CM0003289



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho que visa o RAB7 humano. Validado para WB; IP; IF/ICC; IHC-P; ELISA; reage com humano; camundongo; rato. Essencial para estudos de tráfego endossomal; adequado para desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB7 Rabbit mAb
Observações/Apelido	RAB7; CMT2B; PRO2706
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7879
GeneID	7879
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 108-207 do RAB7 humano (NP_004628.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51149
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco de gelo