

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rab7 Para Wb, Elisa - P51149

Número do item: CM0017673



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o RAB7 humano (proteína relacionada com Ras Rab-7a). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para estudar o tráfego endolisossomal, autofagia e a doença de Charcot-Marie-Tooth.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RAB7; CMT2B; PRO2706
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7879
GeneID	7879
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-207 do RAB7 humano (NP_004628.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51149
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo