


Anticorpo Monoclonal Anti-Rab8A Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P61006

Número do item: CM0002670



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao RAB8A humano (MEL, RAB8). Validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de tráfego intracelular, ciliogênese e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB8A Rabbit mAb
Observações/Apelidos	MEL; RAB8; RAB8A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4218
GeneID	4218
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-207 do RAB8A humano (P61006).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61006
Peso Proteico	24kDa
Transporte	Bolsa de gelo