


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rab8A Para Wb, If/Icc, Elisa - P61006

Número do item: CM0019214



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho RAB8A validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece RAB8A humano, de camundongo e de rato (24 kDa). Ideal para estudos de tráfego intracelular, ciliogênese, autofagia e polarização epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB8A Rabbit pAb
Observações/Alias	MEL; RAB8; RAB8A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4218
GeneID	4218
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 140-207 da RAB8A humana (NP_005361.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61006
Peso da Proteína	24 kDa
Transporte	Saco de gelo