

Anticorpo Monoclonal Anti-Rab9A Para Wb, If/Icc, Elisa - P51151

Número do item: CM0009118



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à RAB9A humana, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. A RAB9A é um regulador chave do tráfego de endossomos para a TGN. Ideal para estudos de transporte intracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-RAB9A
Observações/Alias	RAB9; RAB9A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9367
GeneID	9367
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da RAB9A humana (NP_004242.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51151
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Bolsa de gelo