

Anticorpo Monoclonal Anti-Rab9P40 Para Wb, Elisa - Q7Z6M1

Número do item: CM0003464

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho específico para RAB9P40 humano (efetor Rab9 p40), validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar o transporte de endossoma para a rede trans-Golgi (TGN) no desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB9P40 Rabbit mAb
Observações/Apelido	p40; RAB9P40; bA65N13.1
Espécie	Humano
ID do Gene	10244
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 273-372 do RAB9P40 humano (Q7Z6M1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7Z6M1
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de gelo