

Anticorpo Policlonal Anti-Rabac1 Para Wb, Elisa - Q9Ui14

Número do item: CM0019494

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra RABAC1 humano (PRA1), adequado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Útil para estudos do tráfego de vesículas do complexo de Golgi e da regulação das proteínas Rab.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho anti-RABAC1
Observações/Alcunhas	PRA1; YIP3; PRAF1; RABAC1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	10567
ID do Gene	10567
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-185 da RABAC1 humana (NP_006414.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Ui14
Peso da Proteína	21 kDa
Envio	Bolsa de gelo