


Anticorpo Policlonal Anti-Rabgap1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y3P9

Número do item: CM0017989



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à RABGAP1, uma proteína ativadora de GTPase Rab envolvida na função do centrôssomo e na progressão do ciclo celular. Adequado para WB, IHC-P e ELISA; reage com amostras humanas e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RABGAP1 Coelho pAb
Observações/Apelido	GAPCENA; TBC1D11; RABGAP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23637
GeneID	23637
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 830-1069 da RABGAP1 humana (NP_036329.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y3P9
Peso Proteico	122kDa
Envio	Saco de gelo