

Anticorpo Policlonal Anti-Rabggta Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92696

Número do item: CM0024484

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RABGGTA humana (subunidade alfa da Rab geranilgeraniltransferase), validado para Western blot, IF/ICC, ELISA. Reação cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de prenilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RABGGTA Rabbit pAb
Observações/Alias	PTAR3; RABGGTA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5875
ID do Gene	5875
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 240-360 da RABGGTA humana (NP_878256.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92696
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Bolsa de gelo