

Anticorpo Policlonais Anti-Rabggtb Para Wb, Elisa - P53611

Número do item: CM0019057



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RABGGTB (geranilgeranil transferase tipo 2 subunidade beta) humana. Validado para WB e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em prenilação e tráfego intracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RABGGTB Rabbit pAb
Observações/Apelido	GGTB; RABGGTB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5876
GeneID	5876
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-331 da RABGGTB humana (NP_004573.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P53611
Peso Proteico	37kDa
Envio	Bolsa de gelo