

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rabl3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5Hyi8

Número do item: CM0018719

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RABL3 humano (PNCA5), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. Tem como alvo uma pequena GTPase envolvida na sinalização de KRAS e na ciliogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RABL3 pAb de coelho
Observações/Apelido	PNCA5; RABL3
Espécie	Humana
ID do gene	285282
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-236 de RABL3 humano (NP_776186.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q5HYI8
Peso da proteína	26 kDa
Envio	Em bolsa de gelo